

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MULTIDROGAS EN SALIVA

Un examen rápido de tamiz para la detección cualitativa simultánea de múltiples drogas y metabolitos en fluido oral humano. Solo para el uso médico y otro profesional de diagnóstico in vitro.

La Prueba de Multidrogas en un solo paso en placa (Fluido Oral) es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de anfetamina, cocaína, marihuana, metanfetamina, opiato, Benzodiacepina y sus metabolitos de fluido oral en las siguientes concentraciones. La ventana de detección cuando las drogas pueden ser detectadas en especímenes de fluido oral utilizando esta prueba, esta también indicada.

Prueba de detección	Calibrador	Cut-off (ng/mL)	Tiempo de
Anfetamina (AMP)	D-Anfetamina	50	10 min - 72 hrs
Cocaína	Benzoilecgonina	20	10 min - 24 hrs
Marihuana (THC)	11-nor- Δ^9 - THC-9COOH	12	Hasta 14 hrs
Metanfetamina (MET)	D-Metanfetamina	50	10 min - 72 hrs
Opiato (OPI)	Morfina	40	1 hr - varios días*
Benzodiacepina (BZO)	Oxacepam		10 mg/ml

La Prueba de Multidrogas en Un Solo Paso en Placa (Fluido Oral) es un inmuno ensayo basado en el principio de ligadura de competitividad en drogas que puede estar presente en los especímenes de fluido oral compitiendo contra sus respectivos conjugados de droga para sitios ligados a su anticuerpo específico.

Se deben almacenar como vienen empacados en el sobre sellado papel aluminio, ya sea a temperatura ambiente o refrigerados (2-30°C). El dispositivo del examen es estable hasta la fecha de expiración impresa en el sobre sellado.

Debe permanecer en el sobre sellado hasta su uso. **NO CONGELAR.** No utilizarlo después de la fecha de expiración.

Conformación del kit y composición

- 25 Cassettes
- 25 Colectores
- 25 Tubos colectores
- 25 Sellos de seguridad
- 1 ficha técnica

Dra. Valeria Ferreyra
M.N. 110.680
Coordinadora Médica
Línea EDCA
Operadora Ferroviaria S.E.